




## CanalPro™ Apex Locator Compact


Handlich, platzsparend und präzise

Der CanalPro Apex Locator Compact ist ein präziser, benutzerfreundlicher und erschwinglicher Apex Locator für erfahrene Endodontie-Experten und Allgemein-Zahnärzte, die Wurzelkanalbehandlungen durchführen. Dank des einzigartigen grafischen Farbdisplays des CanalPro Apex Locator Compact erreichen Sie optimale Leistung bei der Ermittlung der Arbeitslänge.


- Präzise Messgenauigkeit in trockenen und feuchten Kanälen
- LCD-Display für eine optimale Darstellung
- Eingebauter Selbsttest für eine schnelle Funktionskontrolle



File tracking



Mid-apical zone



Over-instrumentation


## Technische Daten:

Abmessungen:	93 x 54 x 13 mm
Gewicht:	60 gr.
Bildschirmtyp:	Grafisches Farb-LCD-Display
Bildschirmabmessungen:	51 x 38 mm
Stromversorgung:	2 x CR2032 Lithium-Knopfzellen
Automatische Abschaltungsfunktion nach 2 Minuten ohne Gebrauch	

## BESTELLINFORMATION

- 6001 9095 CanalPro Apex Locator Compact EU Kit**  
 1 CanalPro Apex Locator Compact  
 1 Station  
 2 Lithium-Knopfzellen CR2032  
 1 Messkabel  
 2 Lippenclips  
 2 Feilclips  
 1 Tastsonde  
 1 Schraubendreher  
 1 Benutzerhandbuch
- 6001 4335 CanalPro Apex Locator Messkabel**  
 (1 Stk)
- 6001 4336 CanalPro Apex Locator Feilclips**  
 (2 Stk)
- 6001 4337 CanalPro Apex Locator Tastsonde**  
 (2 Stk)
- 6001 4338 CanalPro Apex Locator Lippenclips**  
 (5 Stk)

© 2016 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com



**Coltène/Whaledent AG**  
 Feldwiesenstr. 20  
 9450 Altstätten / Switzerland  
 T +41 71 757 53 00  
 F +41 71 757 53 01  
 info.ch@coltene.com

**Coltène/Whaledent GmbH + Co.KG**  
 Raiffeisenstraße 30  
 89129 Langenau / Germany  
 T +49 7345 805 0  
 F +49 7345 805 201  
 info.de@coltene.com

**Coltène/Whaledent Inc.**  
 235 Ascot Parkway  
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
 T +1 330 916 8800  
 F +1 330 916 7077  
 info.us@coltene.com